



LABIOLVET

ANALISI VETERINARIE

LISTINO CANI E GATTI



Gent.le Cliente,

Il presente listino è valido dal 1 MARZO 2026.

LABIOLVET ANALISI VETERINARIE, si dedica alla salute del benessere dei vostri pazienti.

Offre una gamma completa di analisi, da esami di routine a test specializzati effettuati sia in proprio che presso laboratori partner.

Il team esperto, Biologi e Veterinari, con esperienza ultraventennale, garantisce la massima precisione per la migliore cura possibile dei vostri pazienti animali,

Il laboratorio si avvale delle più recenti tecnologie diagnostiche per condurre analisi del sangue, delle urine, e campioni biologici, fornendo risultati precisi e tempestivi.

Il laboratorio, si impegna a garantire un servizio efficiente, affidabile e rapido.

Scegli LABIOLVET ANALISI VETERINARIE per un approccio dedicato alla cura e alla salute degli animali.


Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare il laboratorio.

Modalità di prelievo, raccolta e conservazione dei campioni biologici

Le modalità campionamento, preparazione e invio del materiale biologico, devono essere conformi alle richieste del laboratorio (tipologia del materiale campionato, mezzo di contenimento, quantità, qualità). In caso di dubbio, contattare il laboratorio che potrà dare maggiori indicazioni.

- La richiesta, in carta intestata o timbrata, deve essere chiara e leggibile rispetto all'identità del campione, all'analisi richiesta ed eventuale anamnesi (necessaria per esami istologici e citologici);
- Il campione biologico deve essere ben identificato, identificabile, sigillato e protetto;
- Il sistema di ricezione referti scelto (fax, e-mail, whatsapp etc.) deve essere attivo e funzionante

I campioni biologici possono essere spediti verso il Laboratorio utilizzando un contenitore idoneo per la spedizione (buste imbottite/scatole ed i campioni ben protetti in modo da evitare versamenti verso l'esterno) e deve riportare la scritta UN 3373 all'interno di una losanga, come qui riportato (fanne copia ed usala per le spedizioni). Si consiglia di usare anche la scritta BIOLOGICAL SUBSTANCES poichè la spedizione di norma è trattata con maggiore attenzione durante il trasporto.





Esame	Materiale q.tà	t medio
17 β -estradiolo	siero 0,2 ml	2-3 gg
Acidi biliari	siero 0,3 ml	1-2 gg
Acidi biliari pre e post prandiali	siero 0,3 ml	1-2 gg
Acido lattico	fluo-edta 0,5ml	1-2 gg
Acido urico	siero 0,2 ml	0-1 gg
ACTH	plasma EDTA cong 0,5 ml	2-3 gg
Adenovirus Equino PCR	Sangue in EDTA (1 ml)	3-5 gg
Adenovirus canino PCR	Sangue in EDTA (1 ml), aspirato epatico, urine (3ml), BAL	3-6 gg
AGP Alfa-1 glicoproteina acida	Sangue in EDTA (1 ml), aspirato epatico, urine (3ml), BAL	3-6 gg
Albumina	siero 0,2 ml	0-1 gg
ALP (fosfatasi alcalina totale)	siero 0,2 ml	0-1 gg
ALT/GPT	siero 0,2 ml	0-1 gg
Amilasi	siero 0,2 ml	0-1 gg
Amiloide sierica SAA	siero 0,2 ml	0-1 gg
Ammoniaca	Sangue in EDTA (1 ml)	1-3 gg
ANA-Test Ab (IFAT)	siero 0,5 ml	2-3 gg
Anemia infettiva equina Ab (ELISA)	siero 0,5 ml	2-4 gg
Anaplasma phagocytophilum/platys PCR	Sangue in EDTA (1 ml)	3-5 gg
Anaplasma phagocytophilum/platys IgG	Siero 0,5 ml	3-5 gg
Antibiogramma	coltura in piastra	1-2 gg
Antitrombina III	Na-citrato 0,2 ml	0-1 gg
Aptoglobina	Siero 0,3 ml	0-1 gg
aPTT (tempo di tromboplastina)	Na-citrato 0,2 ml	0-1 gg
Arterite virale equina EAV PCR	Sangue in EDTA (1 ml)	2-4 gg
Arterite virale equina EAV (Ab)	siero 0,3 ml	3-5 gg
ASLO (antistreptolisina)	siero 0,5 ml	1-3 gg
AST/GOT	siero 0,2 ml	0-1 gg
Babesia caballi titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	2-4 gg
Babesia canis titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	1-3 gg
Babesia canis o felis PCR	Sangue in EDTA (1 ml)	3-6 gg
Babesia equi titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	2-4 gg
Babesia spp PCR	Sangue in EDTA (1 ml)	3-6 gg
Bartonella spp PCR	Sangue in EDTA (1 ml), midollo osseo in EDTA (1 ml)	3-6 gg
Bicarbonati	siero 0,3 ml	0-1 gg
Bilirubina diretta	siero 0,2 ml	0-1 gg
Bilirubina totale	siero 0,2 ml	0-1 gg
Bordetella bronchiseptica PCR	Tampone congiuntivale (in 0,5 ml di fisiologica sterile), BAL	3-6 gg
Bordetella bronchiseptica Ab	Siero 0,2 ml	3 gg
Borrelia burgdorferi titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	1-3 gg
Borrelia burgdorferi PCR	Sangue in EDTA (1 ml), midollo osseo in EDTA (1 ml), aspirato linfonodale (stemperato in 0,5 ml di fisiologica sterile), liquido sinoviale in EDTA (1 ml), LCF in EDTA (0,7 ml)	3-6 gg
Bromuremia	siero 0,5 ml	1- 2 gg
Brucella spp Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	2-4 gg
Calcio	siero 0,2 ml	0-1 gg
Calcio ionizzato	siero 0,2 ml	0-1 gg
Calcoli urinari	q. b.	2-4 gg
Calicivirus felino RT-PCR	Tampone congiuntivale o orofaringeo (in 0,5 ml di fisiologica sterile)	3-6 gg
Calicivirus felino (Ab)	Siero, bal	3-4 gg
Canine Distemper Virus (Cimurro) RT-PCR	Sangue in EDTA (1 ml), LCF in EDTA (0,7 ml), umor acqueo in EDTA, tampone orofaringeo, espettorato	4-6 gg
Calprotectina	Feci	3-4 gg
Chlamydia psittaci titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	1-3 gg
Chlamydomydia felis o psittaci PCR	Tampone congiuntivale o orofaringeo	3-6 gg



Esame	Materiale q.tà	t medio
Celiaca test sensibilità al glutine	Siero 0,5 ml	3-7 gg
Ciclosporine	K-EDTA 3 ml	2-4 gg
Cimurro titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	1-3 gg
Cimurro Ag (ELISA IFAT IMC)	siero, rasch. Cong. LCR, feci	1-3 gg
Cloro	siero 0,2 ml	0-1 gg
Colesterolo	siero 0,2 ml	0-1 gg
Colinesterasi	Siero 0,2 ml	0-1 gg
Coomb's test (DIRETTO/INDIRETTO)	K-EDTA 0,3 ml	1-3 gg
Coronavirus titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	1-3 gg
Coronavirus felino o canino Nested RT-PCR	Liquido di versamento ascitico (1 ml), pleurico (1 ml), pericardico (1 ml), feci, biopsie tissutali, sangue in EDTA 1 ml	4-6 gg
Coronavirus canino o felino Feci Ag (ELISA IFAT IMC)	Feci q.b.	1-3 gg
Corticosteroidi (OH)	Urine 24 h 5 ml	3-5 gg
Cortisolo	siero 0,2 ml	1-3 gg
Cortisolo 2 prelievi	siero 0,2 ml	1-3 gg
Cortisolo 3 prelievi	siero 0,2 ml	1-3 gg
Cortisolo Urinario	urine (diuresi) 2 ml	1-3 gg
Cortisolo/Creatinina Urinari UCC	Urine (diuresi) 2 ml	1-3 gg
CPK	siero 0,2 ml	0-1 gg
CPK isoenzimi	siero 0,4 ml	2-3 gg
Creatinina	siero 0,2 ml	0-1 gg
Creatinina urinaria	urine 0,5 ml	0-1 gg
D-dimero	Na-citrato 0,2 ml	1-3 gg
Digossinemia	siero 0,5 ml	2-3 gg
Ehrlichia canis titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,1 ml	1-3 gg
Ehrlichia canis PCR	Sangue in EDTA (1 ml), LCF in EDTA (0,7 ml), aspirato splenico (0,5 ml di materiale in 0,5 ml di fisiologica sterile)	3-6 gg
Ehrlichia equi titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	1-3 gg
Ehrlichia plati titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	1-3 gg
Ehrlichia spp PCR	Sangue in EDTA (1 ml), LCF in EDTA (0,7 ml), aspirato splenico (0,5 ml di materiale in 0,5 ml di fisiologica sterile)	3-6 gg
EHV1 Herpes virus equino PCR	Sangue in K-edta; Tampone secco rinofaringeo	2-4 gg
EHV2 Herpes virus equino PCR	Sangue in K-edta; Tampone secco rinofaringeo	2-4 gg
EHV3 Herpes virus equino PCR	Sangue in K-edta; Tampone secco rinofaringeo	2-4 gg
EHV4 Herpes virus equino PCR	Sangue in K-edta; Tampone secco rinofaringeo	2-4 gg
EHV5 Herpes virus equino PCR	Sangue in K-edta; Tampone secco rinofaringeo	2-4 gg
EHV1-EHV4 Herpes virus eq. titolazione Ab (ELISA)	siero 0,5 ml	2-4 gg
EIA Anemia infettiva equi. titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,5 ml	2-4 gg
Elastasi pancreatica	Feci q.b.	1-2 gg
Elettroforesi proteine	siero 0,2 ml	0-1 gg
Elettroforesi proteine urinarie	urine 2 ml	2-3 gg
Emogramma con formula leucocitaria (19 parametri)	K-EDTA 0,5 ml	0-1 gg
Emoparassiti microscopia	K-EDTA 0,5 ml	1-2 gg
Esame Batteriologico Aerobi	cont. Sterile/tampone	1-2 gg
Esame Batteriologico Aerobi con ATB	cont. Sterile/tampone	2-4 gg
Esame Batteriologico Anaerobi	cont. Sterile/tampone	2-4 gg
Esame Batteriologico Anaerobi con ATB	cont. Sterile/tampone	4-6 gg
Esame Batteriologico Urine	Urine sterili/tampone	1-3 gg
Esame Batteriologico Urine con ATB	Urine sterili/tampone	2-4 gg
Esame Batteriologico Feci	Feci/tampone	2-4 gg
Esame Batteriologico Feci con ATB	Feci/tampone	4-6 gg



Esame	Materiale q.tà	t medio
Esame Batteriologico Emocoltura Ricerca aerobi o anaerobi	Fiasca per emocoltura o contattare il lab	7-15 gg
Esame Batteriologico Emocoltura+ATB Ricerca aerobi o anaerobi	Fiasca per emocoltura o contattare il lab	7-15 gg
Esame Batteriologico liquido biologico o tessuto	Liquido sterile/tampone/pezzo	1-3 gg
Esame Batteriologico liquido-tessuto con ATB	Liquido sterile/tampone/pezzo	2-4 gg
Esame Batteriologico Ricerca Brucella	Urine, Tampone o Liquido Biologico	7-10 gg
Esame Batteriologico solo identificazione batterica		1-2 gg
Esame Citologico	anamnesi dettagliata obbligatoria	2-3 gg
Esame Citologico Midollo	Prelievo midollare e sangue in K-EDTA	2-3 gg
Esame su Versamento	Liquido in K-EDTA, esame fisico, glicemia, PT, peso specifico	1-2 gg
Esame completo su versamento	Striscio fresco e liquido in K-EDTA e senza anticoagulante, esame fisico, glicemia, PT, colesterolo e creatinina	2-3 gg
Esame Ectoparassiti	raschiato e/o peli	2-4 gg
Esame immunoistochimico (x ogni Ab)	contattare il lab	5-10 gg
Esame istologico o dermatologico standard	anamnesi obbligatoria e pz in formalina 10%	3-6 gg
Esame istologico aggiuntivo secondo pezzo	anamnesi obbligatoria e pz in formalina 10%	3-6 gg
Esame Micologico/dermatofiti	Peli, unghie, tampone, etc	4-13 gg
Esame Micologico/dermatofiti con ATM	Peli, unghie, tampone, etc	4-16 gg
Fattore II	Na- citrato 0,2 ml	3 gg
Fattore V	Na- citrato 0,2 ml	3 gg
Fattore VII	Na-citrato 0,2 ml	3 gg
Fattore VIII	Na-citrato 0,2 ml	3 gg
Fattore IX	Na- citrato 0,2 ml	3 gg
Fattore X	Na-citrato 0,2 ml	3 gg
Fattore XI	Na- citrato 0,2 ml	3 gg
Fattore XII	Na- citrato 0,2 ml	3 gg
Fattore VII	Na-citrato 0,2 ml	3 gg
Fattore VIII	Na-citrato 0,2 ml	3 gg
Fattore di Von Willebrandt	Na- citrato 0,2 ml	1-3 gg
Fattore di Von Willebrandt	Na- citrato 0,2 ml	1-3 gg
Feci – esame chimico fisico	Feci q.b.	1-2 gg
Fattore reumatoide	siero 0,3 ml	1-2 gg
Feci – Criptosporidium Ag (ELISA IMC)	Feci q.b.	1-3 gg
Feci – Criptosporidium striscio	Feci q.b.	1-3 gg
Feci – Giardia Ag (ELISA IFAT IMC)	Feci q.b.	1-2 gg
Feci – Giardia spp PCR	Feci q.b.	3-6 gg
Feci – Giardia Microscopia	Feci q.b.	1-2 gg
Feci – Giardia Microscopia 3 prelievi	Feci q.b.	1-2 gg
Feci – parassitologico	Feci q.b.	1-3 gg
Feci – parassitologico Baermann	Feci q.b.	1-3 gg
Feci – parassitologico conta di Mc Master	Feci q.b.	1-3 gg
Feci – chimico fisico, s. occulto e parassiti	Feci q.b.	1-2 gg
Feci – Sangue occulto (Emoglobina Fecale)	Feci q.b.	1-3 gg
Feci- Potere triptico	Feci q.b.	1-3 gg
FeLV Ag p27 (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	1-3 gg
FeLV Ab gp70 (ELISA)	Siero 0,2 ml	1-3 gg
FeLV PCR	Sangue in EDTA (1 ml), midollo osseo in EDTA (0,5 ml)	3-6 gg
Fenobarbitalemia	siero 0,5 ml	1-2 gg
Fenobarbitalemia 2 prelievi	Siero 0,5 ml	1-2 gg
Ferro	siero 0,2 ml	0-1 gg



Esame	Materiale q.tà	t medio
Fdp	Na-citrato 0,3 ml	0-1 gg
Fibrinogeno	Na-citrato 0,3 ml	0-1 gg
Filaria (microfil) microscopia	Sangue intero K-EDTA	0-1 gg
Filaria (Dirofilaria immitis) PCR	Sangue in EDTA (1 ml)	3-6 gg
Filaria (Dirofilaria repens) PCR	Sangue in EDTA (1 ml)	3-6 gg
Filaria (Dirofilaria spp) PCR	Sangue in EDTA (1 ml)	3-6 gg
Filaria Dirofilaria immitis Ag (ELISA IFAT)	siero o sangue intero K-EDTA	1-3 gg
Filaria test di Knott	Sangue intero K-EDTA	1-3 gg
FIP titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,1 ml	1-3 gg
FIV Ab neg-pos (ELISA)	siero 0,1 ml	1-3 gg
FIV PCR	Sangue in EDTA (1 ml), midollo osseo in EDTA (0,5 ml)	3-6 gg
Folati	siero 0,5 ml	0-2 gg
Fosfatasi acida prostatica	siero 0,2 ml	0-1 gg
Fosfatasi acida totale	siero 0,2 ml	0-1 gg
Fosfatasi alcalina totale	siero 0,2 ml	0-1 gg
Fosfati	siero 0,2 ml	0-1 gg
Fruttosamine	siero 0,2 ml	1-2 gg
GGT	siero 0,2 ml	0-1 gg
Giardia spp PCR	Feci	3-6 gg
Glucosio	siero 0,2 ml/Fluo EDTA 0,6 ml	0-1 gg
GOT/AST	siero 0,2 ml	0-1 gg
GPT/ALT	siero 0,2 ml	0-1 gg
Gruppo Sanguigno (cane o gatto)	K-EDTA 0,2 ml	0-1 gg
Haemobartonella microscopia	VEDI EMOPARASSITI	1-2 gg
Haemobartonella PCR	VEDI Mycoplasma haemofelis	3-6 gg
Helicobacter Pylori Ag (ELISA IFAT IMC)	Feci	2-4 gg
Helicobacter Pylori PCR	Feci	2-4 gg
Hepatozoon microscopia VEDI EMOPARASSITI		1-2 gg
Herpes virus (cn o gt) Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	1-3 gg
Herpes virus equino EHV1-4 Ab (ELISA)	siero 0,2 ml	1-3 gg
Herpesvirus canino o felino PCR	Tampone nasale, prepuziale o vaginale, biopsie tissutali	3-6 gg
IgE totali	siero 0,5 ml	1-3 gg
IgG totali	siero/latte 0,5 ml	1-3 gg
IgM totali	Siero 0,5 ml	1-3 gg
Insulina	siero 0,5 ml	1-3 gg
Insulina e Glicemia	Siero 0,5 ml	2 gg
LDH	siero 0,1 ml	0-1 gg
LDH isoenzimi	siero 0,5 ml	2-3 gg
Leishmania donovani titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,1 ml	1-3 gg
Leishmania infantum titolazione Ab (ELISA)	siero 0,1 ml	1-3 gg
Leishmania infantum titolazione Ab (IFAT)	puntato midollare/linfonodale	2-3 gg
Leishmania microscopia/citologia	Puntato midollare/linfonodale	2-3 gg
Leishmania spp PCR	Midollo osseo in EDTA (1 ml), aspirato linfonodale (in 0,5 ml di fisiologica sterile), sangue in EDTA (1 ml), biopsie cutanee	3-6 gg
Leishmania spp Real Time PCR	Midollo osseo in EDTA (1 ml), aspirato linfonodale (in 0,5 ml di fisiologica sterile), sangue in EDTA (1 ml), biopsie cutanee	3-6 gg
Leptospira titolazione Ab (ELISA IMC)	siero 0,2 ml	1-2 gg
Leptospira PCR	Urine sterili (5 ml), sangue in EDTA (1 ml), LCF in EDTA (0,7 ml)	3-6 gg
Lipasi DGGR	siero 0,2 ml	0-1 gg
Lipasi Pancreatica specifica felina	siero 0,2 ml	0-1 gg
Lipasi Pancreatica specifica canina	siero 0,2 ml	0-1 gg
Magnesio	siero 0,2 ml	0-1 gg
Mycobacterium ID Sequenziamento	BAL, saliva, biopsie cutanee	4-8 gg
Mycobacterium spp PCR	umor acqueo in EDTA, BAL, saliva, biopsie cutanee	3-6 gg
Mycoplasma haemocanis PCR	Sangue in EDTA (1 ml)	3-6 gg
Mycoplasma haemofelis PCR	Sangue in EDTA (1 ml)	3-6 gg



LABIOLVET

ANALISI VETERINARIE

Esame	Materiale q.tà	t medio
Mycoplasma haemominutum PCR	Sangue in EDTA (1 ml)	3-6 gg
Neospora caninum titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,1 ml	1-3 gg
Neospora caninum PCR	LCF in EDTA (0,7 ml)	3-6 gg
Pancreatic Lipase Immunoreactivity	Siero 0,3 ml	1-3 gg
Parainfluenza canina	Siero 0,2 ml, bal	2-4 gg
Parvovirus canino o felino PCR	Sangue in EDTA (1 ml), feci	3-6 gg
Parvovirus canino o felino titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,1 ml	1-3 gg
Parvovirus canino o felino Feci Ag (ELISA IFAT IMC)	Feci q.b.	1-3 gg
Piombo	Sangue intero K-EDTA	2-4 gg
Potassio	siero 0,2 ml	0-1 gg
Progesterone cane	siero 0,2 ml	1-3 gg
Progesterone cane URGENTE	siero 0,2 ml	12h
Progesterone cavallo	siero 0,2 ml	1-3 gg
Proteina C Reattiva	siero 0,2 ml	1-3 gg
Proteine di Bence Jones	siero 0,2 ml	2-4 gg
Proteine totali siero o plasma	siero o plasma 0,2 ml	0-1 gg
Proteine totali urine	urine 0,2 ml	0-1 gg
PT(tempo di protrombina)	Na-citrato 0,3 ml	0-1 gg
Rame	siero 0,2 ml	1-3 gg
Reticolociti	K-EDTA 0,2 ml	0-1 gg
Recettori acetilcolina	Siero 0,2 ml	2-3 gg
Rickettsia Conori titolazione Ab ELISA	siero 0,2 ml	1-3 gg
Rickettsia Rickettsii titolazione Ab ELISA	siero 0,2 ml	1-3 gg
Rickettsia spp Nested PCR	Sangue in EDTA (1 ml), LCF in EDTA (0,7 ml)	3-6 gg
Rotavirus PCR	Feci	3-6 gg
Salmonella titolazione Ab (ELISA IFAT)	siero 0,2 ml	1-3 gg
Screening vaccinale cane o gatto	Siero 0,5 ml	1-2 gg
SDMA (CN, GT)	Siero 0,2 ml	3 gg
Sodio	siero 0,2 ml	0-1 gg
Testosterone	siero 0,2 ml	1-3 gg
Tiroxina Libera fT4	siero 0,2 ml	1-3 gg
Tiroxina T4 e. q.	siero 0,2 ml	1-3 gg
TLI (cane)	siero 0,3 ml	1-3 gg
TLI (gatto)	siero 0,3 ml	5-7 gg
Toxoplasma gondii titolazione Ab ELISA	siero 0,2 ml	1-3 gg
Toxoplasma gondii PCR	Feci, LCF in EDTA (0,7 ml), umor acquoso in EDTA	3-6 gg
Trigliceridi	siero 0,2 ml	0-1 gg
Triiodotironina libera fT3 e. q.	siero 0,2 ml	1-3 gg
Triiodotironina T3 e. q.	siero 0,2 ml	1-3 gg
TSH	siero 0,2 ml	1-3 gg
Troponina	siero 0,2 ml	0-1 gg
Urea	siero 0,2 ml	0-1 gg
Urine osmolalità	Urine 2 ml	1-2 gg
Vaccicheck (CN, GT)	Siero 0,20ml	1-2 gg
Vitamina B12	siero 0,2 ml	1-3 gg
Vitamina D	siero 0,2 ml	1-3 gg
West Nile equina Ag (ELISA)	siero 0,2 ml	2-4 gg
Zinco	siero 0,2 ml	1-3 gg



PROFILI EMATOBIOCHIMICI

Codice	Profilo	Materiale Q.tà	t medio	Esami
001	Urine A	Urine 2 ml	0-1 gg	Proteine, creatinina, glucosio, urea, PU/CU, bilirubina, urobilinogeno, corpi chetonici, densità, pH, nitriti, leucociti, eritrociti
002	Urine B	Urine 2 ml	0-1 gg	Profilo urineA+ Citologia del Sedimento
003	Urine C	Urine 1 ml	0-1 gg	Citologia del sedimento
004	Urine PU/CU	Urine 3 ml	0-1 gg	
005	Urine E	Urine 3 ml	1-2 gg	Na, K, Cl, Ca, P, Urea, Crea e Sali biliari
006	Anemia	K-EDTA 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma con formula leucocitaria, Reticolociti
007	Coagulazione A	K-EDTA 0,5 ml e Na-citrato 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma, aPTT, PT, fibrinogeno, PT ratio
008	Coagulazione B	Na-citrato 0,5 ml	0-1 gg	aPTT, PT, fibrinogeno, PT ratio
009	Coagulazione C	Na-citrato 0,5 ml	0-1 gg	aPTT, PT, fibrinogeno, PT ratio, D-dimero, Antitrombina III
010	Coagulazione D	Na-citrato 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma, aPTT, PT, fibrinogeno, PT ratio, D-dimero, Antitrombina III
010A	Coagulazione E	Na- Citrato 0,5 ml	5 gg	FATTORE II,V,VII,VIII,IX,X,XI,XII
011A	Ematobiochimico 011A	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma con formula leucocitaria, creatinina, glucosio, Nureico, proteine totali, urea, ALP, ALT/GPT, AST/GOT
011B	Biochimico 011B	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Profilo 011A senza Emogramma
012A	Ematobiochimico 012A	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma con formula, albumina, bilirubina tot, colesterolo, creatinina, globuline, glucosio, N ureico, proteine totali, urea, calcio, fosfati, sodio, potassio, ALP, Amilasi, ALT/GPT, AST/GOT, CK, GGT, LDH, A/G, Na/K, Ca*P, Cl
012B	Biochimico 012B	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Prof 012A senza emogramma
013A	Ematobiochimico 013A	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma con formula, albumina, bilirubina tot, colesterolo, creatinina, globuline, glucosio, N ureico, proteine totali, urea, calcio, fosfati, sodio, potassio, ALP, Amilasi, ALT/GPT, AST/GOT, CK, GGT, LDH, A/G, Na/K, Ca*P, Cl, protidogramma
013B	Biochimico 013B	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Prof 013A senza emogramma
014A	Ematobiochimico 014A (checkup)	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml e Na-citrato 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma con formula, ac. Urico, albumina, bilirubina coniugata e non, bilirubina tot, colesterolo, creatinina, globuline, glucosio, N ureico, proteine totali, trigliceridi, urea, calcio, cloro, ferro, fosfati, sodio, potassio, ALP, Amilasi, ALT/GPT, AST/GOT, CK, GGT, LDH, Lipasi, A/G, Na/K, Ca*P, Cl, fibrinogeno, protidogramma 2 esami sierologici Ab o Ag a scelta o 2 ormoni a scelta
014B	Biochimico 014B	Siero 0,5 ml e Na-citrato 0,5 ml	0-1 gg	Prof 014A senza emogramma
015A	Renale A	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma con formula leucocitaria, albumina, creatinina, N ureico, proteine totali, urea, cloro, fosfati, sodio, potassio, Na/K, Cloro
015B	Renale B	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Prof Renale A senza emogramma
015C	Renale C	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Prof Renale A, urine PU/CU
016A NEW	Cardiaco A	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma con formula, K, Mg, Ca, AST/GOT, CPK, LDH, TROPONINA I
016B	Cardiaco B	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Prof Elettrolitico A senza emogramma
017A	Geriatrico A	K-EDTA 0,5 ml e siero 1,0 ml	0-3 gg	Prof 12A con un ormone a scelta tra t3, t4, ft4, ft3
017B	Geriatrico B	Siero 1,0 ml	0-3 gg	Prof 12B con un ormone a scelta tra t3, t4, ft4, ft3



Codice	Profilo	Materiale Q.tà	t medio	Esami
018A	Cucciolo A	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma con formula, albumina, calcio, fosfati, ALP, Ca*P
018B	Cucciolo B	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Prof Cucciolo A senza emogramma
019A	Muscolare cane A	K-EDTA 0,5 ml e siero 1,0 ml	0-1 gg	Emogramma, CK, LDH, Reuma Test, ASLO, PCR
019B	Muscolare cane B	Siero 1,0 ml	0-1 gg	CK, LDH, Reuma Test, ASLO, PCR
020A	Pancreatico A	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma con formula leucocitaria, colesterolo, fruttosamine, glucosio, amilasi, lipasi
020B	Pancreatico B	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Prof Pancreatico B senza Emogramma
020C	Pancreatico C	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Prof Pancreatico A, esame chimico fisico feci
021	Assorbimento A CANE	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-3 gg	TLI, Folati, Vit B12
022	Assorbimento A GATTO	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-3 gg	TLI, Folati, Vit B12
023	Assorbimento B CANE	Siero 0,5 ml	0-3 gg	TLI, Folati, Vit B12, amilasi e lipasi
024	Assorbimento B GATTO	Siero 0,5 ml	0-3 gg	TLI, Folati, Vit B12, amilasi e lipasi
025 new	SURRENE	Siero 0,5 ml	0-1 gg	ALP, GPT, colesterolo, glucosio, urea, azoto ureico, creatinina, Na, K, Na/K, Ca, Cortisolo
026	Assorbimento B1	Feci q. b.	2-4 gg	Coprocultura con ATB, Esame micologico, parassitologico e ricerca Giardia
027A	Epatico A	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma con formula, albumina, bilirubina coniugata e non, bilirubina totale, acidi biliari, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, GGT
027B	Epatico B	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Prof Epatico A senza emogramma
028	Funzionalità tiroidea	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Colesterolo, trigliceridi, t4 ft4 tsh
016A	Elettrolitico A	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-1 gg	Emogramma, sodio, potassio, calcio, fosfati, magnesio, Na/K, Ca*P, Cloro
016B	Elettrolitico B	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Prof Elettrolitico A senza emogramma
029	Leishmania A	Siero 0,5 ml	0-1 gg	Titolazione Ab Leishmania ed elettroforesi sieroproteine
030	Leishmania A1	Siero 0,5 ml+EDTA 0,5	0-1 gg	Leishmania PCR ed elettroforesi sieroproteine
031A	Leishmania B	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-1 gg	Titolazione Ab Leishmania, elettroforesi sieroproteine, Emogramma, creatinina, N ureico, proteine totali, urea, creatinina
031B	Leishmania C	K-EDTA 0,5 ml, siero 0,5 ml e urine 0,5 ml	0-1 gg	Titolazione Ab Leishmania, elettroforesi sieroproteine, Emogramma, creatinina, N ureico, proteine totali, urea e Pu/Cu
032	Leishmania D	K-EDTA 1,0 ml e siero 0,5 ml	2-5 gg	Leishmania PCR, elettroforesi sieroproteine, Emogramma, creatinina, N ureico, proteine totali, urea
032A	Leishmania E	K-EDTA 1,0 ml e siero 0,5 ml	1-5 gg	Leishmania PCR e Titolazione Ab, elettroforesi sieroproteine, Emogramma, creatinina, N ureico, proteine totali, urea
033	Ehrlichia A	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-2 gg	Emogramma con formula leucocitaria, Titolazione Ab Ehrlichia, ALT, AST, Proteine totali ed elettroforesi sieroproteine
034	Ehrlichia B	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-2 gg	Titolazione Ab Ehrlichia, ALT, AST, Proteine totali ed elettroforesi sieroproteine
035	FIP A	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-2 gg	Titolazione Ab FIP ed elettroforesi sieroproteine
050	FIP B	K-EDTA 0,5 ml e siero 0,5 ml	0-2 gg	Titolazione Ab FIP ed elettroforesi sieroproteine, ALT BIT
037	Profilo malattie da zecche	Siero 0,5 ml	0-3 gg	Ehrlichia canis, Borrelia, Rickettsia e Babesia canis
038	Profili Emoparassitari Triplette Ab Ag	Siero 0,5 ml	0-3 gg	3 titolazioni Ab e/o Ag esami sierologici a scelta
040	Tiroide A	Siero 0,5 ml	0-3 gg	2 ormoni tiroidei tra t4 ft4 t3 ft3



LABIOLVET

ANALISI VETERINARIE

Codice	Profilo	Materiale Q.tà	t medio	Esami
041	Tiroide B	Siero 0,5 ml	0-3 gg	TSH + 2 ormoni tiroidei tra t4 ft4 t3 ft3
050	Tiroide C	Siero 0,5 ml	0-3 gg	TSH + 3 ormoni tiroidei tra t4 ft4 t3 ft3
043	Tiroide D	Siero 0,5 ml	0-3 gg	TSH t4 ft4 t3 ft3
044	TIREOCORT	Siero 0,5 ml	0-3 gg	Cortisolo TSH t4 ft4 t3 ft3
050	Riproduzione	Siero 0,5 ml	1-3 gg	testosterone estradiolo e progesterone



PROFILO PREOPERATORIO 1	PROFILO PREOPERATORIO 2	PROFILO PREOPERATORIO 3
UREA, CREATININA, GLUCOSIO, PROTEINE TOTALI, ALBUMINA, GLOBULINE, A/G, GOT, GPT, ALP, Colinesterasi + EMOCROMO CON FORMULA LEUCOCITARIA Sangue in KEDTA e Siero	UREA, CREATININA, GLUCOSIO, PROTEINE TOTALI, ALBUMINA, GLOBULINE, A/G, GOT, GPT, ALP, Colinesterasi + EMOCROMO CON FORMULA LEUCOCITARIA + ESAME ISTOLOGICO Sangue in KEDTA e Siero Campione istologico	UREA, CREATININA, GLUCOSIO, PROTEINE TOTALI, ALBUMINA, GLOBULINE, A/G, GOT, GPT ALP, Colinesterasi TEMPI DI COAGULAZIONE (PT, aPTT, FIBRINOGENO) + EMOCROMO CON FORMULA LEUCOCITARIA Sangue in KEDTA e Siero Sangue in Na citrato



PROFILO PREOPERATORIO 4	PROFILO CUSHING
UREA, CREATININA, GLUCOSIO, PROTEINE TOTALI, ALBUMINA, GLOBULINE, A/G, GOT, GPT Colinesterasi, ALP, TEMPI DI COAGULAZIONE (PT, aPTT, FIBRINOGENO) + EMOCROMO CON FORMULA LEUCOCITARIA + ESAME ISTOLOGICO Sangue in KEDTA,Siero, Sangue in Na citrato campione istologico	Urea, creatinina, glucosio, proteine, albumina, globuline, A/G, GOT, GPT, ALP, GGT, colesterolo e trigliceridi + CORTISOLO + EMOCROMO CON FORMULA LEUCOCITARIA Sangue in KEDTA e Siero



CONTRIBUTO SPESE MATERIALE DA CONSUMO EURO 10,00 €

SPEDIZIONE ESPRESSO 8,50 €

BOTTIGLIA EMOCOLTURA 8,80 €

Note informative:

- ✓ Il servizio di analisi veterinarie e le tariffe sono rivolti ai Medici Veterinari e/o loro Collaboratori, Università e Centri di ricerca pubblici e privati.
- ✓ t-medio è il tempo medio di refertazione dal momento dell'accettazione del campione (**giorni lavorativi**, dipendente comunque dal momento dell'accettazione).
- ✓ Contattare il Laboratorio per esami urgenti o non in elenco o periodici, per profili personalizzati o per invii consistenti, per profili personalizzati per specie esotiche, volatili, roditori etc...
- ✓ Esami urgenti: eventuali esami o profili richiesti come URGENTI (scavalcando le priorità acquisite da altri campioni già accettati o in processazione o ad accettazione già chiusa) saranno evasi e refertati comunque secondo disponibilità tecnica e con un costo aggiuntivo fisso di Euro 10,00 per diritto d'urgenza e un costo aggiuntivo variabile pari al 50% del costo dell'esame o del profilo richiesto.
- ✓ Allegare sempre una richiesta scritta al campione specificando analisi chieste, i propri dati, la specie animale e l'età.
- ✓ Per gli esami sierologici specificare se Ag o PCR o Ab e se IgG e/o IgM: in assenza di richiesta, sarà eseguita la ricerca di Ab consueti per l'esame richiesto: in caso di richiesta Leishmania Ab sarà eseguito di default *infantum* IgG; per Ehrlichia di default "*canis*" IgG; per Rickettsia di default "*rickettsii*" IgG; per Toxo Parvo e Cimurro di default IgG.
- ✓ I campioni istopatologici devono essere contenuti necessariamente in formalina 10% in contenitori adeguati rispetto al volume occupato dal pezzo, nonché corredati obbligatoriamente da anamnesi esaustiva; l'assenza di uno di questi requisiti potrà comportare un ritardo o l'annullamento dell'analisi istologica richiesta.
- ✓ Si invitano i Sig.ri Veterinari ad inviare campioni citologici corredati da anamnesi esaustiva; l'assenza del requisito (obbligatorio) potrà comportare un ritardo o l'annullamento dell'analisi richiesta.
- ✓ L'esame istopatologico di un frammento osseo comporta di norma la decalcificazione del pezzo prima della fase di processazione e taglio, ciò può comportare uno slittamento dei tempi di lettura e refertazione di almeno 24-48 h.
- ✓ Tutti i campioni per biologia molecolare devono essere refrigerati e consegnati di norma entro 24-48 h dal prelievo.
- ✓ Tutti i prezzi del vademecum si intendono IVA esclusa.
- ✓ Il mittente è responsabile per le corrette informazioni riguardanti il materiale inviato. Il laboratorio non ne è responsabile.
- ✓ Inoltre, ogni obbligo a risarcimenti è limitato al valore del test eseguito.

Memo:

- ✓ Siglare il campione con almeno un dato identificativo comune a quello presente sulla richiesta.
- ✓ Proteggere il campione biologico da eventuali urti al fine di evitare dispersioni.
- ✓ E' possibile inviare al laboratorio tramite posta prioritaria, propri corrieri di fiducia o in porto assegnato tramite corriere GLS (è possibile prenotare inviando una e-mail al laboratorio). Spese di trasporto in porto assegnato (addebitate sulla prima fattura utile salvo conguagli): **Euro 9,50+ IVA** fino ad 1 Kg (se > 10 Kg sarà aggiunta addizionale come da report corriere).
- ✓ **Per Pisa e Livorno città è attivo il ritiro giornaliero con chiamata o messaggio al 3665009157 al costo di euro 3,50+iva.**
- ✓ Quando possibile ogni campione biologico sarà di norma conservato in laboratorio per una settimana; per analisi aggiuntive è necessario inoltrare richiesta scritta al lab che confermerà o meno la presenza del campione in laboratorio.
- ✓ L'invio del certificato di analisi è di norma effettuato senza costi aggiuntivi a mezzo e-mail, fax, telefono, posta.
- ✓ Modalità di pagamento: invio di estratto conto analitico mensile e pagamento entro i 30 giorni successivi data fattura, a mezzo Ri.Ba. (allegare codice IBAN al primo invio), Bonifico Bancario (IBAN bancari in fattura), Assegno NT.
- ✓ Le prestazioni, sono in regime libero professionale e soggetti a RA del 20%



LABIOLVET
ANALISI VETERINARIE

- ✓ Oltre la scadenza: interessi di mora sono calcolati a partire dal 31° giorno, salvo accordi diversi con l'amministrazione; in caso di insoluto Ri.Ba. sono aggiunte spese (emissione ed insoluto) per Euro 11,50, oltre interessi e penale come da condizioni del servizio.



LABIOLVET
ANALISI VETERINARIE

Laboratorio Analisi “LABIOLVET”
VIA CARDUCCI, 60
56010 GHEZZANO-LA FONTINA
S. Giuliano Terme (PI)

Laboratorio Analisi “LABIOLVET”
VIA CARDUCCI, 60
56010 GHEZZANO-LA FONTINA
S. Giuliano Terme (PI)

Laboratorio Analisi “LABIOLVET”
VIA CARDUCCI, 60
56010 GHEZZANO-LA FONTINA
S. Giuliano Terme (PI)

Laboratorio Analisi “LABIOLVET”
VIA CARDUCCI, 64/A
56010 GHEZZANO-LA FONTINA
S. Giuliano Terme (PI)